

PROVEN FRENCH INNOVATION IN ORTHOPAEDICS

Mobicup

Cupule mobile



www.euros-orthopaedics.com



Description



Partie métallique

- 5/8 de sphère polie brillante

Partie polyéthylène

- Bague rétentive amovible livrée non montée

Principe

Reconstituer la mobilité de la hanche

- Mobilité de tête de diamètre 28 mm dans le polyéthylène de la cupule
- Mobilité de la cupule métallique dans le cotyle

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS : Il est important de connaître et de respecter les instructions et restrictions portées sur la notice et la documentation technique mises à disposition.

Matériaux

Partie métallique

ACIER INOXYDABLE 316L - M 25W

- Conformément à la norme ISO 5832-1



Partie polyéthylène

- Conformément aux normes ISO 5834-1 et ISO 5834-2



Têtes

INOX M 25W : Ø 28 mm

- Conformément à la norme ISO 5832-1



ALUMINE BIOLOX DELTA : Ø 28 mm



Post-opératoire



Gamme / Nomenclature**Cupules mobiles**

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Référence
28 mm	41 mm	CM.200.28.41
	43 mm	CM.200.28.43
	45 mm	CM.200.28.45
	47 mm	CM.200.28.47
	49 mm	CM.200.28.49
	51 mm	CM.200.28.51
	53 mm	CM.200.28.53
	55 mm	CM.200.28.55
	57 mm	CM.200.28.57
	59 mm	CM.200.28.59

Têtes fémorales inox

Diamètre	Taille	Référence
28 mm	Col court / - 5	B.120.14.28
	Col moyen / 0	B.121.14.28
	Col long / + 5	B.122.14.28
	Col extra long / + 10	B.123.14.28

Têtes fémorales alumine delta

Diamètre	Taille	Référence
28 mm	S	38.49.7175.445.00
	M	38.49.7175.455.00
	L	38.49.7175.465.00



EUROS FRANCE
 Z.E. Athélla III - 13600 La Ciotat France
 Tél. : +33 (0)4 42 71 42 71 - Fax : +33 (0)4 42 71 42 80
www.euros-orthopaedics.com



Distribué par :